

Modelli smartphone compatibili

Assicurati che il tuo smartphone sia elencato nell'elenco dei dispositivi supportati di seguito.

**Doctor
Check**✓

Powered by
inteligea

iPhone

- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11

Android

Samsung Galaxy

- S21
- S22
- S23
- S24
- S25
- S10
- A05s
- E 23
- A24
- A25
- A26
- A26 5G Koosher
- A35
- A36
- A52
- A52s 5G
- A55
- A53
- A56
- A80
- Note 10

Google Pixel

- 8a
- 4
- 5a

Motorola

- Moto G Stylus 5G
- Edge

OnePlus

- 8T

Assicurati che il tuo telefono superi il controllo di compatibilità. Per verificare se il tuo smartphone Android è compatibile con il dispositivo Pulsemore, scarica l'app Pulsemore dal PlayStore o Apple Store e segui i passaggi seguenti:

- **Passaggio 1**
scarica l'applicazione sul telefono da cui intendi eseguire le scansioni.
- **Passaggio 2**
fare clic sulla barra dei menu dell'hamburger in alto a sinistra sull'app.
- **Passaggio 3**
verifica il messaggio del controllo di compatibilità di Pulsemore.

- Il servizio supporta l'ultima versione di Android o fino a due versioni precedenti.
- Assicurarsi che il dispositivo disponga di almeno 1 GB di spazio di archiviazione libero.
- Assicurarsi di avere una connessione internet stabile tramite 5G/4G/LTE con una velocità minima di 600 kbps.
- Utilizzare solo una rete domestica con sicurezza WPA2 o superiore
- Le reti aziendali (utilizzate dalle organizzazioni) non sono supportate.
- La potenza del segnale Wi-Fi deve essere superiore a -67 dBm.

Se il vostro smartphone non soddisfa i requisiti, non preoccupatevi! Potete sempre utilizzare un altro telefono, ad esempio quello di un familiare, purché sia a vostra disposizione durante la gravidanza.